

关于后装治疗机使用说明

尊敬的用户您好！

感谢贵院选用天津荣力电子有限公司的产品，我们将竭诚为您提供优质服务！

贵院后装治疗机在使用过程中如需要技术支持或设备出现故障，请拨打 022-24990355 ，我们将竭诚为您服务。

我司生产的近距离治疗后装设备（型号：RL-HZJ 18）适用的铱-192放射源规格：源壳尺寸： $\phi 1.1 \times 6.5$ mm，源壳厚度：0.15 mm，活性区尺寸： $\phi 0.68$ mm \times 3.9 mm，放射源源辨长度：2000 mm。请贵院慎用其他规格的放射源。如使用其他规格放射源，有可能造成严重后果。

如需更换放射源，建议贵院选择北京双原同位素技术有限公司（以下简称“双原公司”）的后装铱-192放射源产品。该产品为双原公司与我司共同开发研制，符合我司近距离治疗后装设备要求。全国各大医院用户使用过程中未发生任何辐射安全事故。

特此说明！

